



“पूर्वी क्षेत्रको व्यापारिक द्वार, शान्ति र सम्बृद्धिसहितको भद्रपुर नगर”

भद्रपुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

पत्र संख्या :-

चलानी नं. :-

भद्रपुर, भाषा

कोशी प्रदेश, नेपाल



मिति :

२०८२/०९/०४

विषय :- दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा प्रदेश सरकार, करुणा फाउण्डेशन नेपाल र भद्रपुर नगरपालिका विच भएको त्रिपक्षिय सम्झौता अनुसार कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम भद्रपुर नगरपालिकामा आ.व. ०८२/०८३ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहयोगी सामग्रीहरु खरिद गर्नु पर्ने भएकाले निम्न सामग्रीहरुको लागत अनुमान प्रयोजनार्थ दररेट ७ दिन भित्र कार्यालयमा पेश गर्नु हुन अनुरोध छ ।

सहायक सामग्री र मापदण्ड

ASSISTIVE DEVICE	RATE	SPECIFICATION
<p>1. Axillary Crutches ISO Code: 12.03.12</p> 		<ul style="list-style-type: none"> Constructed from aluminum alloy tubes. Standard thickness. High density rubber horizontal bar, cushioned, fitting under the axilla Handgrip: high density rubber/ plastic covered handle, pistol grip or rounded Leg and arm sections adjust independently for optimum sizing-both floor to handgrip height and the distance between the handgrip and the axilla pad is adjustable. Tips: non-slip, and replaceable/ interchangeable, usually made of durable rubber, meets ISO standards. Available in small, medium or large sizes Double molded hand grip with soft cushioning. Height-adjustment mechanism: double height adjustment (handgrip and shaft) Rubber Tips/Ferrule securely fitted and made from durable rubber with steel wasser built inside. Max/min adjustable height: 984/745 ± 5 mm Weight bearing capacity: 120kg Size: Large, Medium, Small (depending on the age/condition)
<p>2. Elbow Crutches ISO Code: 12.03.06</p> 		<p>Designed for short- or long-term use by children or adults who require support to maintain balance or bear weight through their legs due to injury, disability, or surgery recovery.</p> <p>1. Cuff</p> <ul style="list-style-type: none"> Closed or semi-circle design for secure forearm placement Hinged or fixed attachment for adjustability and ease of movement Material: Durable, lightweight, and non-abrasive plastic or composite material Comfort & Fit: Ergonomically contoured to provide secure yet comfortable forearm support Padding optional for added comfort and pressure relief <p>2. Handgrip</p> <ul style="list-style-type: none"> Ergonomically molded for a natural grip Material: Non-slip, high-density rubber or thermoplastic for durability and comfort Orientation: Left and right-hand specific grips where applicable

कार्यालय प्रमुख : ०२३-५२३७८९, नगर प्रमुख : ०२३-५२३९४८, नगर उप-प्रमुख : ०२३-५२३०५५, Fax : 00977-23-523781
 ४ नं. वडा कार्यालय : , ५ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५, ६ नं. वडा कार्यालय : ५२४२५०, ७ नं. वडा कार्यालय : ४५३५२७

८ नं. वडा कार्यालय : ५२३९३८, ९ नं. वडा कार्यालय : ४५२३५५, १० नं. वडा कार्यालय : ४५२०८२,

सब वाहन/बारुणयन्त्र सम्पर्क : ५८५२६३०१०१, ०२३-५२३९०९

Website: www.bhadrapurmun.gov.np

E-mail : info@bhadrapurmun.gov.np

“बालबालिका सबैका प्यारा, बालमैत्री नगर हाम्रो अभिभारा”



“पूर्वी क्षेत्रको व्यापारिक द्वार, शान्ति र सम्बृद्धिसहितको भद्रपुर नगर”

भद्रपुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय


भद्रपुर, भापा

कोशी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या :-

चलानी नं. :-

मिति :

ASSISTIVE DEVICE	RATE	SPECIFICATION
		<p>3. Shaft</p> <ul style="list-style-type: none"> Lightweight yet strong (e.g., standard thickness aluminum, reinforced composite) Corrosion-resistant for indoor and outdoor use Height Adjustment: Single or double height-adjustment mechanisms: Single Adjustment: Adjustable shaft only, Double Adjustment: Adjustable cuff and shaft Mechanism Types: Quick-release push-button or secure clip-lock system <p>4. Tip (Ferrule)</p> <ul style="list-style-type: none"> High-quality, durable rubber with anti-slip properties Suitable for varying environments (indoor, outdoor, wet/slippery surfaces) Replaceable Fit: Securely attached to the shaft; does not loosen during use <p>5. Sizing & Load Capacity</p> <ul style="list-style-type: none"> Available Sizes: At least four distinct sizes to accommodate a range of users (Child, Youth, Adult, Tall Adult) Load Bearing Capacity: Standard crutches: up to 120 kg Bariatric Range: Reinforced design for users over 120 kg, must retain full functionality and comfort under heavier loads
<p>3. Walking sticks/canes</p> <p>ISO Code: 12.03.03</p> 		<ul style="list-style-type: none"> Constructed from aluminum alloy tubes. ABS handle with comfortable grip. Height-adjustment mechanism: Telescopic, quick-release Soft gel on handle top Tips securely fitted, non-slip, and replaceable or interchangeable Weight bearing capacity: 110kg Size: Large, Medium, Small
<p>4. Walking Frames / Walker</p> <p>ISO Code: 12.06.03</p>		<p>1. Frame</p> <ul style="list-style-type: none"> Made from rigid aluminum tubing for high durability and weight support across age groups Stable, anti-tip design suitable for users with varying mobility needs <p>2. Foldability</p> <ul style="list-style-type: none"> Fully foldable design for convenient storage and transport Compact folded depth: 10 cm for space-saving storage <p>3. Handle Grips</p> <ul style="list-style-type: none"> Equipped with soft foam hand grips for enhanced comfort and slip resistance

कार्यालय प्रमुख : ०२३-५२३७८९, नगर प्रमुख : ०२३-५२३९४८, नगर उप-प्रमुख : ०२३-५२३०५५, Fax : ००९७७-२३-५२३७८९

४ नं. वडा कार्यालय : , ५ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५, ६ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५, ७ नं. वडा कार्यालय : ४५३५५५

८ नं. वडा कार्यालय : ५२३९३८, ९ नं. वडा कार्यालय : ४५२३५५, १० नं. वडा कार्यालय : ४५२०८२,

सब वाहन/वारुणयन्त्र सम्पर्क : ५८५२६२०१०९, ०२३-५२३९०९

Website: www.bhadrapurmun.gov.np

E-mail: info@bhadrapurmun.gov.np

“बालबालिका सबैका प्यारा, बालमैत्री नगर हाम्रो अभिभारा”



“पूर्वी क्षेत्रको व्यापारिक द्वार, शान्ति र सम्बृद्धिसहितको भद्रपुर नगर”

भद्रपुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

भद्रपुर, भापा

कोशी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या :-

चलानी नं. :-

मिति :

ASSISTIVE DEVICE	RATE	SPECIFICATION
		<ul style="list-style-type: none"> Suitable for prolonged use by children, adults, and elderly users <p>4. Dimensions & Size Options</p> <ul style="list-style-type: none"> Width: 52 cm (standard); narrower versions for pediatric use as needed Height Range (Adjustable): Children: 50 cm – 65 cm Youth: 66 cm – 78 cm Adults: 79 cm – 91.5 cm Available Sizes: Small (Child), Medium (Youth), Large (Adult/Elderly) <p>5. Weight & Capacity</p> <ul style="list-style-type: none"> Walker weight: Approximately 3.3 kg (may vary slightly with size) Weight-bearing capacity: Up to 125 kg for adult and bariatric models Pediatric models designed for safe load-bearing as per age/weight standards
<p>5. Manual Wheelchair with cushion ISO Code: 12.22.03</p> <p>Types:</p> <ul style="list-style-type: none"> Active Semi-active Rough terrain 		<ul style="list-style-type: none"> Active/Semi-active wheelchair Wheelchair with folding or rigid frame, three or four wheels with large rear wheels, seat and backrest, armrests and footrests Frame: frame with mechanism(s) to fold or dismantle High quality steel or aluminum frame-125kg capacity Backrest or back posts with adjustable height or supplied with range of back posts with fixed height. Detachable, Swing Away Armrests. Detachable, Swing In, Swing Out Leg rest Footrests: with adjustable height to accommodate people with shorter or longer legs. Two flip-up, swing-away or removable footrests on folding frame Rear wheels: quick-release or removable without tools Puncture-proof, pneumatic rear tyres and front castors Anti-tippers for extra safety on slopes and uneven ground. Cushion: Supplied with cover that meets general design requirements; for users with incontinence, a water-resistant cover or lining to protect cushion should be supplied ➤ overall height approximately 70–120 mm ➤ allows full or deep offloading or immersion (sinking into) and envelopment (conforming to shape) 40–45 mm) or deeper ➤ different length options or adjustable in length Rough terrain wheelchair Wheelchair with folding or rigid frame; three, four or more wheels, with two larger drive wheels; seat and backrest; and footrests behind front castors May be lever-propelled Longer wheelbase than active wheelchair; larger overall length than transport wheelchair with large rear wheels Low center of gravity to ensure stability

कार्यालय प्रमुख : ०२३-५२३७८९, नगर प्रमुख : ०२३-५२३९४८, नगर उप-प्रमुख : ०२३-५२३०५५, Fax : ००९७७-२३-५२३७८९

४ नं. वडा कार्यालय : , ५ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५, ६ नं. वडा कार्यालय : ५२४२५०, ७ नं. वडा कार्यालय : ४५३५५५

८ नं. वडा कार्यालय : ५२३९३८, ९ नं. वडा कार्यालय : ४५३५५५, १० नं. वडा कार्यालय : ४५२०८२,

सब वाहन/बारुणयन्त्र सम्पर्क : ५८५२६२०१०९, ०२३-५२३९०९

Website: www.bhadrapurmun.gov.np

E-mail : info@bhadrapurmun.gov.np

“बालबालिका सबैका प्यारा, बालमैत्री नगर हाम्रो अभिभारा”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



“पूर्वी क्षेत्रको व्यापारिक द्वार, शान्ति र समृद्धिसहितको भद्रपुर नगर”

भद्रपुर नगरपालिका


नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

भद्रपुर, भोजपा
कोशी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या :-

चलानी नं. :-

मिति :

ASSISTIVE DEVICE	RATE	SPECIFICATION
		<ul style="list-style-type: none"> Rear wheels and castors appropriate for outdoor rough terrain <p>Frame: frame with mechanism(s) to fold or dismantle, push-handles can be integrated into frame, supplied as an add-on component or omitted, integrated stability options for feet, backrest or back-posts with adjustable height or supplied with range of back-positions with fixed height</p> <p>Backrest: tension-adjustable backrest or rigid backrest that can be adjusted independently from back-posts, quick-release mechanism to be removed to allow folding</p> <p>Footrests with adjustable height. Two flip-up, swing-away or removable footrests for folding frames.</p> <p>Rear wheels (manual propelling): with push-rims or lever-propelled and quick-release or removable without tools for rigid frames for transport; optional for wheelchairs with folding frame. Wider or larger-tread tyres</p> <p>Puncture-proof or pneumatic, rear tyres and front castors</p> <p>Rear and front wheels (lever propelling): size and width of front and rear wheels appropriate for rough terrain and wheelchair design, three or multiple wheels, puncture proof or pneumatic wheels</p> <p>Cushion: Supplied with cover that meets general design requirements; for users with incontinence a water-resistant cover or lining to protect cushion should be supplied</p> <ul style="list-style-type: none"> overall height approximately 70–120 mm allows full or deep offloading or immersion (sinking into) and envelopment (conforming to shape) 40–45 mm or deeper different length options or adjustable in length <p>Compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> ISO standard/CE certified Designed for durability, urban maneuverability, and short uneven terrain use Load capacity: Min. 100 kg Suitable for users with advanced mobility skills or moderate needs Standard quality <p>Accessories:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anti-tip bars, headrest, seatbelt Foldable for transport User manual and maintenance guide included
<p>6. CP wheelchair(Wheelchair with postural support)</p> 		<ul style="list-style-type: none"> Rigid frame or frame with mechanism to fold Three or four wheels, push-handles, Range of integrated or included postural support device and posture support cushion Large-range adjustable recline and large-range adjustable and variable (dynamic) tilt Rear wheels and front castors appropriate for indoor and outdoor mixed terrain <p>Requirements for standard configuration</p> <ul style="list-style-type: none"> integrated mechanism or adjustment options to prevent tip-over when chair is used with tilt or recline

कार्यालय प्रमुख : ०२३-५२३७८९, नगर प्रमुख : ०२३-५२३९४८, नगर उप-प्रमुख : ०२३-५२३०५५, Fax : ००९७७-२३-५२३७८९
४ नं. वडा कार्यालय : , ५ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५, ६ नं. वडा कार्यालय : ५२४२५०, ७ नं. वडा कार्यालय : ४५३५३७

८ नं. वडा कार्यालय : ५२३९३८, ९ नं. वडा कार्यालय : ४५३५५५, १० नं. वडा कार्यालय : ४५२०८२,

सब वाहन/बारुणयन्त्र सम्पर्क : ५८५२६२०१०१, ०२३-५२३९०१

Website: www.bhadrapurmun.gov.np

E-mail : info@bhadrapurmun.gov.np

“बालबालिका सबैका प्यारा, बालमैत्री नगर हाम्रो अभिभारा”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



“पूर्वी क्षेत्रको व्यापारिक द्वार, शान्ति र सम्बृद्धिसहितको भद्रपुर नगर”

भद्रपुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय


पत्र संख्या :-

चलानी नं. :-

भद्रपुर, झापा

कोशी प्रदेश, नेपाल

मिति :

ASSISTIVE DEVICE	RATE	SPECIFICATION
		<ul style="list-style-type: none"> Footrests with adjustable height; available in at least two adjustment ranges of all sizes of wheelchair to accommodate people with shorter and longer legs; two flip-up, swing-away or removable footrests for wheelchairs with folding frame Mechanism or adjustment options available to maintain backwards stability with maximum combined seat and backrest configuration adjustments For self-propelled wheelchairs: adjustment options to improve reach to rear <p>Rear wheels:</p> <ul style="list-style-type: none"> quick-release or removable without tools on rigid frames for self-propelled wheelchairs <p>Castors:</p> <ul style="list-style-type: none"> Puncture-proof or pneumatic rear tyres and front castors <p>Back rest and support</p> <ul style="list-style-type: none"> Height adjustable or available in different lengths to optimize trunk support (least at shoulder height or higher) Rigid seat and backrest: removable without tools on folding frame. Headrest attached to back of backrest and with adjustable forward or backward, sideways, height and angle; must be able to support head behind, line or in front of back support as required. Pelvis strap (positioning belt) with adjustable length Adjustable and removable knee separator pad (medial knee support); may be integrated in cushion; standard on child size and optional on adult size Calf or foot straps with adjustable length Tray table or flip-up or removable armrests with adjustable height Outside (lateral) thigh or knee pads (supports) for seat, shoulder harness or chest strap <p>Compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> ISO standard/CE certified Designed for durability, urban maneuverability, and short uneven terrain use Load capacity: Min. 100 kg Suitable for users with advanced mobility skills or moderate needs Standard quality <p>Accessories</p> <ul style="list-style-type: none"> Anti-tip bars, headrest, seatbelt, tray Foldable for transport User manual and maintenance guide included
<p>7. Tricycles</p> <p>ISO Code: 12.18.09</p> 		<ul style="list-style-type: none"> Disability hand operated tricycle, heavy duty which includes seat with backrest, footrest platform, single handed steering. Body parts made of high-quality steel Overall dimension: Length: 1,750mm, Width: 720mm, Height: 1,000mm, Weight: 38kg Seat size: Width: 400mm, Depth: 380mm, High: 650mm Frame tube: diameter: 25.4mm, thickness: 11.5mm; Powder coated or stainless steel <p>Note: Locally manufactured item available in Nepal.</p>

कार्यालय प्रमुख : ०२३-५२३७८९, नगर प्रमुख : ०२३-५२३९८८, नगर उप-प्रमुख : ०२३-५२३०५५, Fax : ००९७७-२३-५२३७८९

४ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५, ५ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५, ६ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५, ७ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५

८ नं. वडा कार्यालय : ५२३९३८, ९ नं. वडा कार्यालय : ५२३९३८, १० नं. वडा कार्यालय : ५२३९३८

सब वाहन/बारणायन्त्र सम्पर्क : ५२३५५५, ०२३-५२३९०९

Website: www.bhadrapurmun.gov.np

E-mail : info@bhadrapurmun.gov.np

“बालबालिका सबैका प्यारा, बालमैत्री नगर हाम्रो अभिभारा”



“पूर्वी क्षेत्रको व्यापारिक द्वार, शान्ति र समृद्धिसहितको भद्रपुर नगर”

भद्रपुर नगरपालिका




नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

भद्रपुर, झापा
कोशी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या :-

चलानी नं. :-

मिति :

ASSISTIVE DEVICE	RATE	SPECIFICATION
<p>8. Modified shoes/ Orthopedic shoes/ Footwear for diabetes /neuropathic foot/ Shoe Raise ISO Code: 06.33.30</p> 		<p>Orthopedic shoes come in various styles and can accommodate a range of conditions, from common problems like bunions and hammertoes to more serious conditions associated with arthritis or diabetes</p> <p>Specification Materials most include leather, foam rubbers, cellular polymers having long durability and comfortable wearing with ease. Shoe raises are primarily used to compensate for leg length discrepancies, providing level pelvis and reducing stress on knees, hips and backs. Shoes with a removable insole to add extra depth to footwear or allow custom made insoles. Size: Individual measurement should be taken Note: Locally manufactured item available in Nepal.</p>
<p>9. Club foot shoes/ Foot abduction braces</p> 		<p>Individual measurement should be taken at the referred center Note: Locally manufactured item available in Nepal.</p>
<p>10. Toilet Chair/ Commode chairs ISO Code: 09.12.03</p> 		<p>1. Frame & Structure</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Aluminum alloy for strength, corrosion resistance, and lightweight handling Frame Design: Foldable or fixed frame options for storage and portability Anti-slip rubber ferrules on legs to prevent slipping on wet surfaces <p>2. Seat & Pan</p> <ul style="list-style-type: none"> Seat Type: Ergonomically shaped plastic or padded seat with a central opening Detachable seat cover for hygiene Commode Pan: Removable plastic or stainless-steel pan with handle and lid Capacity: Minimum 5 liters Easy to clean and sanitize <p>3. Comfort & Safety Features</p> <ul style="list-style-type: none"> Armrests: Fixed or flip-up design with soft padding for added comfort and side support Backrest: Optional padded or molded back support for additional comfort

कार्यालय प्रमुख : ०२३-५२३७८९, नगर प्रमुख : ०२३-५२३९८८, नगर उप-प्रमुख : ०२३-५२३०५५, Fax : ००९७७-२३-५२३७८१
४ नं. वडा कार्यालय : , ५ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५, ६ नं. वडा कार्यालय : ५२४२५०, ७ नं. वडा कार्यालय : ४५३५२७

८ नं. वडा कार्यालय : ५२३९३८, ९ नं. वडा कार्यालय : ४५३५५५, १० नं. वडा कार्यालय : ४५३०८२,

सब वाहन/बारणयन्त्र सम्पर्क : ५८५३६२०९०९, ०२३-५२३९०९

Website: www.bhadrapurmun.gov.np

E-mail : info@bhadrapurmun.gov.np

“बालबालिका सबैका प्यारा, बालमैत्री नगर हाम्रो अभिभारा”

०८/०१/२०८०
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



“पूर्वी क्षेत्रको व्यापारिक द्वार, शान्ति र सम्बृद्धिसहितको भद्रपुर नगर”

भद्रपुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय


भद्रपुर, भोजपुर

कोशी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या :-

चलानी नं. :-

मिति :

ASSISTIVE DEVICE	RATE	SPECIFICATION
		<ul style="list-style-type: none"> Height Adjustable Legs: Range: Typically, 40 cm to 55 cm to suit different user needs and match bed height Wheels (Mobile Commode Chair): Four lockable caster wheels for mobility and safety Multi-function Design: Some models can be used as a shower chair, bedside commode or over-toilet frame Footrest: Included in some wheeled models for additional support <p>4. Weight & Capacity</p> <ul style="list-style-type: none"> Chair weight: 5 to 9 kg (depending on model and material) User weight capacity: Up to 120–150 kg Bariatric versions available for higher weight capacity (up to 200 kg) <p>5. Sizes</p> <ul style="list-style-type: none"> Available in Small, Medium, Large Pediatric models available with additional safety straps and smaller seat dimensions
<p>11. White Cane ISO Code: 12.39.03</p> 		<p>Design & Construction</p> <ul style="list-style-type: none"> Long, straight shaft designed to extend from the ground to approximately the user's sternum Folding (collapsible) or rigid models available based on user preference Segmented construction (typically 4–6 sections) with internal elastic cord for folding versions <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> Shaft: Lightweight and durable material such as aluminum alloy, fiberglass, or carbon fiber Grip Handle: Ergonomically shaped; made from rubber or EVA foam for a secure and comfortable hold <p>Tip (Ferrule):</p> <ul style="list-style-type: none"> Made from durable nylon or metal Available in pencil, roller, marshmallow, or ceramic tip types based on terrain and use technique Easily replaceable/interchangeable <p>Visibility Features</p> <p>Color:</p> <ul style="list-style-type: none"> White shaft for universal recognition of visual impairment Red reflective bottom section (optional) to indicate dual sensory loss (e.g., deaf blindness) Reflective surface or tape for night-time visibility and safety in traffic environments <p>Dimensions & Sizes</p> <ul style="list-style-type: none"> Length options: Typically, available in 110 cm to 150 cm, in 5–10 cm increments Selected based on user's height and arm reach

कार्यालय प्रमुख : ०२३-५२३७८९, नगर प्रमुख : ०२३-५२३९४८, नगर उप-प्रमुख : ०२३-५२३०६५, Fax : 00977-23-523781
४ नं. वडा कार्यालय : , ५ नं. वडा कार्यालय : ५२३६५६, ६ नं. वडा कार्यालय : ५२३२६०, ७ नं. वडा कार्यालय : ४५३६२७,

८ नं. वडा कार्यालय : ५२३९३८, ९ नं. वडा कार्यालय : ४५२३५६, १० नं. वडा कार्यालय : ४५२०८२,

सब वाहन/बारुणयन्त्र सम्पर्क : ६८५२६२०१०१, ०२३-५२३९०९

Website: www.bhadrapurmun.gov.np

E-mail : info@bhadrapurmun.gov.np

“बालबालिका सबैका प्यारा, बालमैत्री नगर हाम्रो अभिभारा”



“पूर्वी क्षेत्रको व्यापारिक द्वार, शान्ति र सम्बृद्धिसहितको भद्रपुर नगर”

भद्रपुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय


भद्रपुर, झापा

कोशी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या :-

चलानी नं. :-

मिति :

ASSISTIVE DEVICE	RATE	SPECIFICATION																								
		<ul style="list-style-type: none"> Diameter: Slim (~1.2 cm) for ease of handling Weight: Lightweight: Generally, between 200–400 grams depending on material and length 																								
12. Semi-Digital and Digital hearing aids with program and volume control ISO Code: 22.06.15 		<p>1. Product Description</p> <p>Personal amplification devices designed to assist individuals with mild to profound hearing loss. Devices are body-worn or ear-level and include behind-the-ear (BTE) or in-the-ear (ITE) types, suitable for pediatric and adult use.</p> <p>2. Categories</p> <ul style="list-style-type: none"> Semi-Digital Hearing Aid: Digital Signal Processing (DSP) or programmable features via computer/software. Digital Hearing Aid: Fully digital with DSP, programmable multiple channels, noise reduction, and feedback management. <p>3. General Specifications</p> <table> <tr> <th>Feature</th><th>Semi-Digital</th><th>Digital</th></tr> <tr> <td>Technology</td><td>Digital hybrid</td><td>Full DSP</td></tr> <tr> <td>Channels</td><td>2–4 channels</td><td>≥ 4 channels (typically 4–16)</td></tr> <tr> <td>Fitting</td><td>Computer programmable</td><td>Computer programmable</td></tr> <tr> <td>User Controls</td><td>Volume control, on/off switch</td><td>Program selector, volume control (optional auto-gain)</td></tr> <tr> <td>Output Limiting</td><td>Peak clipping or compression</td><td>Wide Dynamic Range Compression (WDRC)</td></tr> <tr> <td>Noise Reduction</td><td>Basic</td><td>Advanced (adaptive)</td></tr> <tr> <td>Feedback Cancellation</td><td>Basic</td><td>Adaptive/automatic</td></tr> </table>	Feature	Semi-Digital	Digital	Technology	Digital hybrid	Full DSP	Channels	2–4 channels	≥ 4 channels (typically 4–16)	Fitting	Computer programmable	Computer programmable	User Controls	Volume control, on/off switch	Program selector, volume control (optional auto-gain)	Output Limiting	Peak clipping or compression	Wide Dynamic Range Compression (WDRC)	Noise Reduction	Basic	Advanced (adaptive)	Feedback Cancellation	Basic	Adaptive/automatic
Feature	Semi-Digital	Digital																								
Technology	Digital hybrid	Full DSP																								
Channels	2–4 channels	≥ 4 channels (typically 4–16)																								
Fitting	Computer programmable	Computer programmable																								
User Controls	Volume control, on/off switch	Program selector, volume control (optional auto-gain)																								
Output Limiting	Peak clipping or compression	Wide Dynamic Range Compression (WDRC)																								
Noise Reduction	Basic	Advanced (adaptive)																								
Feedback Cancellation	Basic	Adaptive/automatic																								

कार्यालय प्रमुख : ०२३-५२३७८९, नगर प्रमुख : ०२३-५२३९४८, नगर उप-प्रमुख : ०२३-५२३०५५, Fax : 00977-23-523781
 ४ नं. वडा कार्यालय : , ५ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५, ६ नं. वडा कार्यालय : ५२४२५०, ७ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५, ८ नं. वडा कार्यालय : ५२३९३८, ९ नं. वडा कार्यालय : ४५२३५५, १० नं. वडा कार्यालय : ४५२०८२

सब वाहन/बारणायन्त्र सम्पर्क : ५८५२६२०९०९, ०२३-५२३९०९

Website: www.bhadrapurmun.gov.np

E-mail: info@bhadrapurmun.gov.np

“बालबालिका सबैका प्यारा, बालमैत्री नगर हाम्रो अभिभारा”



“पूर्वी क्षेत्रको व्यापारिक द्वार, शान्ति र समृद्धिसहितको भद्रपुर नगर”

भद्रपुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

भद्रपुर, झापा

कोशी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या :-

चलानी नं. :-

मिति :

ASSISTIVE DEVICE	RATE	SPECIFICATION																					
		<table> <tr> <td>Microphone</td><td>Omni-directional</td><td>Omni or directional (adaptive optional)</td></tr> <tr> <td>Battery Type</td><td>Zinc-air or rechargeable</td><td>Same</td></tr> <tr> <td>Battery Size</td><td>13, 312, or 675</td><td>Same</td></tr> <tr> <td>Battery Life</td><td>Minimum 120 hours</td><td>Minimum 100 hours</td></tr> <tr> <td>Ear Mold Compatibility</td><td>Standard BTE ear hook</td><td>Same</td></tr> <tr> <td>Telecoil</td><td>Optional</td><td>Optional or integrated</td></tr> <tr> <td>Operating Conditions</td><td>0°C to 45°C, RH 0–90% non-condensing</td><td>Same</td></tr> </table> <p>4. Performance & Standards</p> <ul style="list-style-type: none"> Frequency Range: 250 Hz – 6,000 Hz Max Output (OSPL90): ≤ 135 dB SPL (BTE standard) HFA Gain: 30–60 dB (depending on model) Total Harmonic Distortion (THD): ≤ 3% Compliance: IEC 60118-0, 60118-7, WHO APL <p>5. Design Features</p> <ul style="list-style-type: none"> Lightweight, tamper-resistant casing (IP52 or better) User-friendly controls LED indicator (for rechargeable models) Compatible with standard ear molds or custom shells <p>6. Accessories Included</p> <ul style="list-style-type: none"> Carrying case Cleaning tool User manual (pictorial/manual) Spare tubes/domes (if applicable) Batteries (starter pack or rechargeable unit with charger) 	Microphone	Omni-directional	Omni or directional (adaptive optional)	Battery Type	Zinc-air or rechargeable	Same	Battery Size	13, 312, or 675	Same	Battery Life	Minimum 120 hours	Minimum 100 hours	Ear Mold Compatibility	Standard BTE ear hook	Same	Telecoil	Optional	Optional or integrated	Operating Conditions	0°C to 45°C, RH 0–90% non-condensing	Same
Microphone	Omni-directional	Omni or directional (adaptive optional)																					
Battery Type	Zinc-air or rechargeable	Same																					
Battery Size	13, 312, or 675	Same																					
Battery Life	Minimum 120 hours	Minimum 100 hours																					
Ear Mold Compatibility	Standard BTE ear hook	Same																					
Telecoil	Optional	Optional or integrated																					
Operating Conditions	0°C to 45°C, RH 0–90% non-condensing	Same																					
13. Air Mattress / Pressure relief mattress ISO Code: 04 33 06		<p>1. Purpose: Provides redistribution of pressure to prevent skin breakdown and promote healing of pressure ulcers in patients who are bedridden, post-surgical, or have limited mobility.</p> <p>2. Types</p> <ul style="list-style-type: none"> Foam Mattress: High-density or multi-layered foam with contoured zones Alternating Pressure Mattress (APM): Uses air cells that inflate and deflate cyclically v pump Gel or Hybrid Mattresses: Combine foam and gel layers or air-cell systems for advanced support <p>3. Construction & Material</p> <ul style="list-style-type: none"> Top Cover: Waterproof, breathable, and antimicrobial fabric (e.g., PVC-free polyurethane), Removable and washable Core Material: Foam: High-resilience (HR) or viscoelastic (memory) foam 																					

कार्यालय प्रमुख : ०२३-५२३७८१, नगर प्रमुख : ०२३-५२३१४८, नगर उप-प्रमुख : ०२३-५२३०५५, Fax : ००९७७-२३-५२३७८१

४ नं. वडा कार्यालय : , ५ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५, ६ नं. वडा कार्यालय : ५२४२५०, ७ नं. वडा कार्यालय : ४५३५२७

८ नं. वडा कार्यालय : ५२३१३८, ९ नं. वडा कार्यालय : ४५२३५५, १० नं. वडा कार्यालय : ४५२०८२,

सब वाहन/बारुणयन्त्र सम्पर्क : ५८५२६२०१०१, ०२३-५२३१०१

Website: www.bhadrapurmun.gov.np

E-mail : info@bhadrapurmun.gov.np

“बालबालिका सबैका प्यारा, बालमैत्री नगर हाम्रो अभिभारा”



“पूर्वी क्षेत्रको व्यापारिक द्वार, शान्ति र सम्बृद्धिसहितको भद्रपुर नगर”

भद्रपुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

भद्रपुर, अनाया

कोशी प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या :-

चलानी नं. :-

मिति :

ASSISTIVE DEVICE	RATE	SPECIFICATION
		<ul style="list-style-type: none"> Air: air cells with medical-grade pump, Optional gel-infused zones or corrugated surfaces for enhanced pressure distribution Base: Non-slip bottom surface for stability on the bed frame <p>4. Pressure Redistributing Features</p> <ul style="list-style-type: none"> Zoned pressure mapping to reduce peak pressure on sacrum, heels, and shoulders <p>5. Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard Adult Size: Length: 190–200 cm Width: 85–90 cm Thickness: 10–15 cm (foam); up to 20 cm (air or hybrid) Pediatric and Bariatric Sizes as per the height and weight to be provided. <p>6. Weight Capacity</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard mattress: Up to 120–150 kg Bariatric models: Up to 250–300 kg <p>7. Pump Unit (for APMs)</p> <ul style="list-style-type: none"> Low-noise, vibration-free operation Adjustable pressure settings Visual and audible alarms for low pressure or power failure Power input: 220–240V, 50/60 Hz <p>8. Safety & Maintenance</p> <ul style="list-style-type: none"> Fire-retardant materials Infection controls compliant Easy to clean and disinfect

- नोट: यो सहायक सामग्रीको मापदण्ड Priority Assistive Products List (PAPL) को अनुसार रहेको छ ।

सन्दर्भ दस्तावेज

सहायक प्रविधि सामग्री सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड (२०७८)

<https://cdcd.gov.np/resource-detail/national-standard-on-assistive-technology-2078>

प्राथमिक सहायक सामग्री सूचि सम्बन्धी कार्यसञ्चालनका लागि मार्ग निर्देशन २०७८ <https://cdcd.gov.np/resource-detail/operational-guideline-for-the-priority-assistive-product-list>

- Priority Assistive Product List of Nepal, 2078 BS: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/assistive-technology-2/priority-assistive-productslist/nepal-nationalpriorityassistiveproductlist22ef6d46cf7a4079a5d2c279010a27fd.pdf?sfvrsn=9b669404_7
- Assistive product specifications and how to use them, 2021: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/339851/9789240020283-eng.pdf?sequence=1>

गोरखनाथ मिश्र
(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कार्यालय प्रमुख : ०२३-५२३७८९, नगर प्रमुख : ०२३-५२३९४८, नगर उप-प्रमुख : ०२३-५२३०५५, Fax : ००९७७-२३-५२३७८९
४ नं. वडा कार्यालय : , ५ नं. वडा कार्यालय : ५२३५५५, ६ नं. वडा कार्यालय : ५२४२५०, ७ नं. वडा कार्यालय : ४५३५३७,

८ नं. वडा कार्यालय : ५२३९३८, ९ नं. वडा कार्यालय : ४५२३५५, १० नं. वडा कार्यालय : ४५२०८२,

सब वाहन/बारुणयन्त्र सम्पर्क : ५८५२६२०१०९, ०२३-५२३९०९

Website: www.bhadrapurmunicipality.gov.np

E-mail : info@bhadrapurmunicipality.gov.np

“बालबालिका सबैका प्यारा, बालमैत्री नगर हाम्रो अभिभारा”